



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références: 11000415; 11000415-N

Masques en tissu réutilisables : Avec 3 couches de filtration : Couleur : Noir



Ref		
1100 0415		1
1100 0415-N		1

Masque textile design réutilisable.

Tailles disponibles pour les adultes et les enfants.

La sécurité du masque textile réutilisable est certifiée EN 14683:2019 NORM.

Selon la catégorie 2, rétention de 95% des particules, jusqu'à 4 heures d'utilisation.

Il possède 3 couches de protection.

Fabriqué en polyester à l'extérieur et en textile non tissé et polyester à l'intérieur

Masque d'un confort maximal, car les élastiques le rendent facile et pratique à utiliser.

Il est doté d'une membrane antibuée, d'un pince-nez sur la partie supérieure du masque qui empêche le passage de l'air pour éviter la formation de buée.

Il est lavable jusqu'à 50 fois.

Lavable en machine avec un détergent à 60° pendant 30 minutes.

Réutilisable, il a moins d'impact sur l'environnement que les options jetables.

Un masque de visage en textile à l'allure diabolique, conçu pour offrir une apparence jeune et attrayante.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CLASSE 2 - EN14683:2019 Rétention de la taille des particules (supérieure ou égale à 3 µm).
≥ 95,2%, jusqu'à 4 heures d'utilisation, selon le guide technique.

PROTECTION À TROIS COUCHEURS Composée de polyester à l'extérieur et de textile non tissé et de polyester à l'intérieur.
Textile non tissé et polyester à l'intérieur.

EMPREINTE ÉCOLOGIQUE RÉDUITE.

LAVAGE (selon NP EN ISO 6330:2012) Lavable en machine avec un détergent jusqu'à 60°.
Supporte jusqu'à 50 lavages (au-delà, la sécurité du masque n'est pas garantie).
Le masque doit être sec avant d'être réutilisé.

RÉUTILISABLE Impact environnemental réduit par rapport aux options jetables.

CONFORT MAXIMUM ET DESIGN MODERNE FACILE À AJUSTER : les sangles élastiques permettent de porter le masque facilement et confortablement.

CONFORTABLE.

DESIGN ATTRACTIF : Conçu pour paraître jeune et attrayant,
avec différentes options de couleurs.

MEMBRANE ANTI-BUÉE. La membrane antibuée, dotée d'un pince-nez en haut du masque, empêche le passage de l'air dans le nez.
La membrane antibuée, dotée d'un pince-nez sur le dessus du masque, empêche l'air de passer pour éviter la formation de buée.

AVERTISSEMENT

- La protection n'est garantie que si les instructions d'utilisation et de nettoyage du fabricant sont respectées.
- Ces masques ne doivent pas être utilisés par les professionnels de santé en service.
- Si vous êtes malade, ces masques ne sont pas adaptés, consultez votre médecin pour plus d'informations.
- Ces masques ne remplacent pas les autres méthodes de prévention, telles que l'hygiène des mains et l'éloignement.
- La protection des masques est compromise s'ils sont mouillés ou humides.
- Les masques peuvent être utilisés par d'autres personnes s'ils sont lavés et séchés.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

EN14683:2019 CERTIFICAT DE SÉCURITÉ NORMAM (Recommandé par la Direction générale portugaise de la santé/ assainissement)

- CLASSE 2 : 95,2 % de rétention des particules, jusqu'à 4 heures d'utilisation.

- 3 COUCHETTES DE PROTECTION : Fabriqué en polyester à l'extérieur et en tissu non tissé et polyester à l'intérieur.

MODE D'EMPLOI :

Le masque doit être lavé avant la première utilisation.

Avant de manipuler le masque, les mains doivent être désinfectées par un lavage à l'eau et au savon ou avec une solution d'eau et d'alcool.

Le masque doit être désinfecté avec une solution d'eau et d'alcool.

Le masque doit être porté avec l'intérieur du masque face au visage.

Une fois le masque mis en place, ne le touchez pas avec les mains.

Si vous devez toucher le masque, lavez-vous d'abord les mains.

La durée d'utilisation maximale recommandée est de 4 heures par jour, ou dès que le masque est mouillé.

Si le masque est mouillé ou humide, il doit être changé immédiatement.

Le masque doit être lavé immédiatement après utilisation.

Le retrait doit se faire par les élastiques afin d'éviter de toucher le masque.

Le masque doit être placé individuellement dans un sac hermétique jusqu'à ce qu'il soit mis dans la machine à laver.

Désinfectez vos mains après avoir utilisé le masque et chaque fois que vous le touchez.

Le masque doit être conservé dans un endroit sec et protégé des contaminants éventuels.

En cas de défaut ou de dommage, le masque doit être jeté.

À la fin de son cycle de vie, le masque doit être lavé et éliminé comme un déchet textile non dangereux.

S'il n'est pas lavé, il s'agit d'un déchet biologique.